

1. Скопіюйте вміст цієї теки у вашу робочу теку, наприклад `c:\Work\CellsDetectorV3`.
2. Запустіть `install.bat` від імені адміністратора, щоб установити Miniconda, Python-середовище та завантажити всі необхідні пакети.
3. Запустіть застосунок — виконайте файл `runme.bat` у вашій робочій теці. Перший запуск зробить від імені адміністратора, щоб завантажити стандартні моделі.
4. Протестуйте застосунок у режимі «Усі моделі на поточному зображенні». Стандартні моделі буде завантажено під час першого запуску.